

**Sikkerhetsdatablad  
iflg. 91/155/EF**

Trykkdato: 24.08.2010

revidert den: 23.08.2010

**1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma**· **Informasjoner om produktet**· **Handelsnavn: Flexitime (base + cat)**

· -

Easy Putty, Heavy Tray, Monophase, Correct Flow,  
Dynamix Putty, Dynamix Heavy Tray, Dynamix Monophase· **Bruk av stoffet/ tilberedning dental avstøpningsmateriale**· **Produsent/leverandør:**Heraeus Kulzer GmbH  
Grüner Weg 11, D-63450 Hanau

Tel.: 0800 4372522

· **Avdeling for nærmere informasjon:**Anne Wetzel  
Tel.: +49 2133 51-8220 / Fax: +49 2133 51-3420  
e-mail: anne.wetzel@heraeus.com· **Emergency information:**

Call "Poisoning Emergency Center Berlin": +49 30 30686 790 (24 hours, support in english and german language)

**2 Viktigste faremomenter**· **Farebetegnelse:** bortfaller· **Spesielle fareinformasjoner for mennesker og miljø:** bortfaller· **Klassifiseringssystem:**

Klassifiseringen tilsvarende aktuelle EF-lister, men er supplementert med informasjon fra faglitteratur og bedriftsinformasjoner.

**3 Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering**· **Kjemisk karakterisering**· **Beskrivelse:**

2-komponent materiale bestående av base og tilhørende katalysator, addisjon-silikon

· **Farlige innholdsstoffer:** bortfaller· **Ytterligere informasjon:**

Teksten til de fareangivelsene som er inkludert her, kan konsulteres i kapittel 16.

**4 Førstehjelpstiltak**· **Generelle informasjon:** Ingen spesielle tiltak nødvendig.· **etter hudkontakt:** Vanligvis irriterer produktet ikke huden.· **etter øyekontakt:** Skyll øynene med åpne øyenlokk i flere minutter under rennende vann.· **etter svelging:**

Skyll munnen og drikk rikelig med vann.

Konsulter lege straks.

**5 Tiltak ved brannslukning**· **Egnede slukningsmidler:**CO<sub>2</sub>, slukningspulver eller vann i spredt stråle. Større branner bekjempes med vann i spredt stråle eller med skum som er motstandsdyktig mot alkohol.· **Spesielt verneutstyr:** Ingen spesielle tiltak nødvendig.· **Ytterligere informasjon:** -

(fortsatt på side 2)

**Sikkerhetsdatablad  
iflg. 91/155/EF**

Trykkdato: 24.08.2010

revidert den: 23.08.2010

**Handelsnavn: Flexitime (base + cat)**

(fortsatt fra side 1)

**6 Tiltak ved utilsiktet utslipp**

- **Forebyggende tiltak for personer:** Ikke nødvendig.
- **Miljøvernstiltak:** Ingen særlige tiltak nødvendig.
- **Tiltak for rengjøring/opsamling:**  
Taes opp med væskebindende materialer (universalbinder, kiseljord, papirtørkle ved små mengder)
- **Ytterligere informasjon:**  
Informasjoner om bortskaffelse/deponering, se kapittel 13.  
Informasjoner om personlig beskyttelsesutstyr, se kapittel 8.

**7 Håndtering og oppbevaring**

- **Håndtering:**
  - **Informasjoner om sikker håndtering:** Ingen særlige tiltak nødvendig.
  - **Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern:** Ingen særlige tiltak nødvendig.
- **Lagring:**
  - **Krav til lagerrom og beholdere:** Ingen spesielle krav.
  - **Informasjoner om felles lagring:** ikke nødvendig
  - **Ytterligere informasjon om lagervilkårene:** ingen

**8 Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr**

- **Ytterligere informasjon om utforming av tekniske anlegg:**  
Ingen ytterligere informasjon, se punkt 7.
- **Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes:**  
Produktet inneholder ingen relevante mengder av stoffer med arbeidsplassrelevante grenseverdier som må overvåkes.
  - **Ytterligere informasjon:** Basis: listene som var gyldige ved oppstillingen.
- **Personlig verneutstyr:**
  - **Generelle verne- og hygienetiltak:**  
Normale sikkerhetstiltak ved omgang med kjemikalier må overholdes.
  - **Åndedrettsvern:** Ikke nødvendig.
  - **Håndvern:** Ikke nødvendig.
    - **hanskemateriale**  
Valget av egnet hanske er ikke bare avhengig av materiale, men også av andre kvalitetskjennetegn og er forskjellig fra produsent til produsent.
    - **gjennomtrengingstid for hanskemateriale**  
Den nøyaktige holdbarhetstiden må bringes på det rene hos hanskeprodusenten og overholdes.
    - **For lengre tids kontakt ved bruk som ikke medfører ekstra skaderisiko (f.eks. i laboratorier) er hansker av følgende materiale egnet:**  
Hansker av PVC eller PE.
  - **Øyevern:** Ikke absolutt nødvendig
  - **Kroppvern:** Lett beskyttelsesdrakt.

**9 Fysiske og kjemiske egenskaper****· alminnelige opplysninger**

- **Form:** pastalignende
- **Farge:** i.h.t. produktbetegnelse

(fortsatt på side 3)

## Sikkerhetsdatablad iflg. 91/155/EF

Trykkdato: 24.08.2010

revidert den: 23.08.2010

### Handelsnavn: Flexitime (base + cat)

(fortsatt fra side 2)

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| · <b>Lukt:</b>                         | uten lukt                            |
| · <b>Tilstandsending</b>               |                                      |
| · <b>Smeltepunkt/smelteområde:</b>     | ikke bestemt                         |
| · <b>Kokepunkt/kokeområde:</b>         | ikke bestemt                         |
| · <b>Flammepunkt:</b>                  | Ikke brukbar                         |
| · <b>Selvantennelighet:</b>            | Produktet er ikke selvantennelig.    |
| · <b>Eksplisjonsfare:</b>              | Produktet er ikke eksplisjonsfarlig. |
| · <b>Tetthet ved 20°C:</b>             | 1,6 g/cm <sup>3</sup>                |
| · <b>Løslighet i / blandbarhet med</b> |                                      |
| · <b>Vann:</b>                         | ikke, hhv. lite blandbar             |

### 10 Stabilitet og reaktivitet

- **Farlige reaksjoner** Det kjennes ingen farlige reaksjoner.
- **Farlige spaltningsprodukter:** -

### 11 Opplysninger om helsefare

- **Akutt toksisitet:**
  - **Primær irritasjonsvirkning:**
    - **på huden:** Ingen irriterende virkning.
    - **på øyet:** Ingen irriterende virkning.
  - **Sensibilisering:** Ingen sensibiliserende virkning kjent
- **Ytterligere toksikologiske henvisninger:**  
Produktet er ikke merkningspliktig på bakgrunn av beregningsmetoden iflg. EF's generelle klassifiserings-retningslinje for tilberedninger i siste gyldige utgave. Ved sakkyndig omgang og formålsriktig bruk har produktet, etter våre erfaringer og etter de informasjonen som foreligger hos oss, ingen helseskadelige virkninger.

### 12 Miljøopplysninger

- **Generelle informasjonen:**  
Ikke la stoffet komme ufortynnet ned i grunnvannet, i vassdrag eller i kloakker.

### 13 Fjerning av kjemikalieavfall

- **Produkt:**
  - **Anbefaling:**  
Små mengder kan herdes sammen med de andre systemkomponentene og behandles som vanlig avfall. Større mengder mø behandles som spesialavfall iht gjeldende regler og forskrifter.

#### · **Europeiske avfallslisten**

18 01 06 kjemikalier som består av eller inneholder farlige stoffer

- **Ikke rengjort emballasje**
  - **Anbefaling:** Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.

(fortsatt på side 4)

**Sikkerhetsdatablad  
iflg. 91/155/EF**

Trykkdato: 24.08.2010

revidert den: 23.08.2010

**Handelsnavn: Flexitime (base + cat)**

(fortsatt fra side 3)

**14 Opplysninger om transport**

- Landtransport ADR/RID (grenseoverskridende):
  - ADR/RID-GGVS/E-klasse: -

- Skipstransport på hav IMDG:
  - IMDG-klasse: -
  - Marine pollutant: Nei

- Lufttransport ICAO-TI og IATA-DGR:
  - ICAO/IATA-klasse: -

- Transport/ytterligere informasjoner: -

**15 Opplysninger om lover og forskrifter**

- **Merking i.h.t. E0S-direktiver:**

De sikkerhetstiltak som er vanlige i omgang med kjemikalier skal overholdes.

Produktet er iflg. EF-retningslinjer/GefStoffV ikke merkningspliktig.

Produktet er ikke merkningspliktig på bakgrunn av beregningsmetoden iflg. "EF's generelle klassifiserings-retningslinje for tilberedninger" i siste gyldige utgave.

**16 Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet**

Opplysningene er basert på våre kunnskaper pr. idag, de kan ikke oppfattes som garanti for produktegenskaper og er heller ikke grunnlag for et kontraktmessig rettsforhold.

- **Avdeling som utsteder datablad:** Avdeling for Miljøbeskyttelse
- **Kontaktperson:**

Dr. Thiele Tel.: (+49) 6181 35-3012

email: ruediger.thiele@heraeus.com

- \* **Data forandret i forhold til forrige versjon**

N