

Sikkerhetsdatablad

iflg. 1907/2006/EF , Artikkel 31

Trykkdato: 09.06.2010

revidert den: 01.06.2010

1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma

- **Informasjoner om produktet**
- **Handelsnavn:** *AH Plus Paste B*
- **Bruk av stoffet/ tilberedning** *Rodfylningspasta*
- **Produsent/leverandør:**
DENTSPLY DeTrey GmbH
De-Trey-Str. 1
D-78467 Konstanz
GERMANY
- **Tel.:** +49-(0)7531-583-0
Fax: +49-(0)7531-583-104
- **Avdeling for nærmere informasjoner:**
 - Departement Analytical Research / Research & Development for technical information
 - Departement Marketing & Sales for distribution of the safety data sheets
- **Informasjoner i nødtilfeller:** +49-(0)7531-583-0

2 Viktigste faremomenter

- **Farebetegnelse:** *bortfaller*
- **Spesielle fareinformasjoner for mennesker og miljø:**
Produktet må ikke merkes ifølge beregningsprosedyren fastlagt i " EFs almenne direktiv for klassifisering av tilberedninger" - siste gyldige versjon.
- **Klassifiseringssystem:**
Klassifiseringen tilsvarer aktuelle EF-lister, men er supplementert med informasjoner fra faglitteratur og bedriftsinformasjoner.

3 Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering

- **Kjemisk karakterisering**
- **Beskrivelse:** *Blanding av nedenstående oppførte stoffer med ufarlige tilsetninger.*

- **Farlige innholdsstoffer:**

CAS: 113506-22-2	<i>N,N'-Dibenzyl-5-oxanonandiamin-1,9</i>	<i>Xn, Xi; R 22-36/37/38</i>	<i>2,5-10%</i>
CAS: 768-94-5 EINECS: 212-201-2	<i>amantadine</i>	<i>Xn, Xi; R 22-36/37/38</i>	<i>2,5-10%</i>

- **Ytterligere informasjoner:** *Teksten til de fareangivelsene som er inkludert her, kan konsulteres i kapittel 16.*

4 Førstehjelpstiltak

- **Generelle informasjoner:** *Ingen spesielle tiltak nødvendig.*
- **etter innånding:** *Frisklufttilførsel, ved besvær oppsøkes lege.*
- **etter hudkontakt:** *Vanligvis irriterer produktet ikke huden.*
- **etter øyekontakt:** *Skyll øynene med åpne øyenlokk i flere minutter under rennende vann.*
- **etter svelging:**
Skyll munnen og drikk rikelig med vann.
Ved fortsatt besvær må lege konsulteres.

5 Tiltak ved brannslukning

- **Egnede slukningsmidler:**
CO₂, slukningspulver eller vann i spredt stråle. Større branner bekjempes med vann i spredt stråle eller med skum som er motstandsdyktig mot alkohol.
- **Av sikkerhetsgrunner ikke egnede slukningsmidler:** *Vann i full stråle.*
- **Spesiell stor fare utgår fra stoffet, dets forbrenningsprodukter eller oppstående gasser:**
Ved opphetning og i tilfelle av brann er dannelse av giftige gasser mulig.

(fortsatt på side 2)

Sikkerhetsdatablad

iflg. 1907/2006/EF , Artikkel 31

Trykkdato: 09.06.2010

revidert den: 01.06.2010

Handelsnavn: AH Plus Paste B

(fortsatt fra side 1)

- **Spesielt verneutstyr:** Baer åndedrettsbeskyttelse egnet for omgivelsesluften

6 Tiltak ved utilsiktet utslipp

- **Forebyggende tiltak for personer:** Ta på beskyttelsesdrakt. Hold ubeskyttede personer borte.
- **Miljøvernstiltak:** La ikke produktet komme ned i kloakk/overflatevann/grunnvann.
- **Tiltak for rengjøring/opsamling:** Ta opp mekanisk.
- **Ytterligere informasjon:**
Informasjoner om sikker håndtering, se kapittel 7.
Farlige stoffer frisettes ikke.

7 Håndtering og oppbevaring

- **Håndtering:** Materialet er kun beregnet til dental bruk.
- **Informasjoner om sikker håndtering:**
Overhold normale forholdforholdsregler ved arbejde med kemikaller.
Sørg for god ventilasjon/avsugning på arbeidsplassen.
- **Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern:** Ingen særlige tiltak nødvendig.
- **Lagring:**
· **Krav til lagerrom og beholdere:** Må bare oppbevares i originalbeholdere.
· **Informasjoner om felles lagring:** ikke nødvendig
· **Ytterligere informasjon om lagervilkårene:** Lagres kjølig og tørt i godt tillukkede beholdere.

8 Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr

- **Ytterligere informasjon om utforming av tekniske anlegg:** Ingen ytterligere informasjon, se punkt 7.
- **Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes:**
Produktet inneholder ingen relevante mengder av stoffer med arbeidsplassrelevante grenseverdier som må overvåkes.
- **Ytterligere informasjon:** Basis: listene som var gyldige ved oppstillingen.
- **Personlig verneutstyr:**
· **Generelle verne- og hygienetiltak:** Normale sikkerhetstiltak ved omgang med kjemikalier må overholdes.
· **Åndedrettsvern:** Ikke nødvendig ved god ventilasjon i lokalene.
· **Håndvern:**
Hanskematerialet må være ugjennomtrengelig og bestandig overfor produktet /stoffet /blandingen.
På grunn av manglende tester kan det ikke gis noen anbefaling om hanskemateriale for produktet / tilberedningsprosessen/kjemikalieblandingen.
Hanskematerialet velges under hensyntagen til holdbarhetstid, gjennomtrengelighet og degradering.
- **hanskemateriale**
Valget av egnet hanske er ikke bare avhengig av materiale, men også av andre kvalitetskjenner og er forskjellig fra produsent til produsent. Da produktet representerer en sammensetning av flere stoffer, kan holdbarheten av hanskematerialet ikke forhåndsberegnes, og denne må testes før bruk.
- **gjennomtrengingstid for hanskemateriale**
Den nøyaktige holdbarhetstiden må bringes på det rene hos hanskeprodusenten og overholdes.
- **Øyevern:** Vernebrille.
- **Kroppsværn:** Arbeidsbeskyttelsesdrakt.

9 Fysiske og kjemiske egenskaper

- **alminnelige opplysninger**

Form:	pastalignende
Farge:	hvit

(fortsatt på side 3)

Sikkerhetsdatablad

iflg. 1907/2006/EF , Artikkel 31

Trykkdato: 09.06.2010

revidert den: 01.06.2010

Handelsnavn: AH Plus Paste B

(fortsatt fra side 2)

Lukt:	karakteristisk
· Tilstandsendring	
Smeltepunkt/smelteområde:	ikke bestemt
Kokepunkt/kokeområde:	ikke bestemt
· Flammepunkt:	Ikke brukbar
· Selvantennelighet:	Produktet er ikke selvantennelig.
· Eksplosjonsfare:	Produktet er ikke eksplosjonsfarlig.
· Tetthet:	Ikke bestemt
· Løslighet i / blandbarhet med	
Vann:	uløslig

10 Stabilitet og reaktivitet

- **Termisk spaltning / vilkår som må unngås:** Ingen spaltning ved formålsriktig bruk.
- **Farlige reaksjoner** Det kjennes ingen farlige reaksjoner.
- **Farlige spaltningsprodukter:** irriterende gasser/damper

11 Opplysninger om helsefare

- **Akutt toksisitet:**
- **Primær irritasjonsvirkning:**
- **på huden:** Ikke polymeriserte materialet kan være skyld i irritasjoner at huden hos overfølsomme
- **på øyet:** Irriterendevirkning.
- **Sensibilisering:** Ved lengre eksponering er en sensibiliserende virkning mulig ved hudkontakt.
- **Ytterligere toksikologiske henvisninger:**
Produktet er ikke merkningspliktig på bakgrunn av beregningsmetoden iflg. EF's generelle klassifiseringsretningslinje for tilberedninger i siste gyldige utgave.
Ved sakkyndig omgang og formålsriktig bruk har produktet, etter våre erfaringer og etter de informasjonen som foreligger hos oss, ingen helseskadelige virkninger.

12 Miljøopplysninger

- **Generelle informasjonen:**
Vannfareklasse 1 (D) (Selvklassifisering): lett farlig for vann
Ikke la stoffet komme ned i grunnvannet, i vassdrag eller i kloakker.

13 Fjerning av kjemikalieavfall

- **Produkt:**
- **Anbefaling:**



Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsavfall. Må ikke komme ned i kloakk.

- **Ikke rengjort emballasje**
- **Anbefaling:** Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.

N

(fortsatt på side 4)

Sikkerhetsdatablad

iflg. 1907/2006/EF , Artikkel 31

Trykkdato: 09.06.2010

revidert den: 01.06.2010

Handelsnavn: AH Plus Paste B

(fortsatt fra side 3)

14 Opplysninger om transport

- Landtransport ADR/RID (grenseoverskridende):
- ADR/RID-GGVS/E-klasse: -

- Skipstransport på hav IMDG:
- IMDG-klasse: -
- Marine pollutant: Nei

- Lufttransport ICAO-TI og IATA-DGR:
- ICAO/IATA-klasse: -

15 Opplysninger om lover og forskrifter

- **Merking i.h.t. EØS-direktiver:**
De sikkerhetstiltak som er vanlige i omgang med kjemikalier skal overholdes.
Produktet er iflg. EF-retningslinjer/GefStoffV ikke merkningspliktig.
- **Særlig markering av bestemte tilberedninger:**
Inneholder ... (navn på allergifremkallende stoff). Kan gi en allergisk reaksjon.
- **Nasjonale forskrifter:**
- **Vannfareklasse:** WGK 1 (Selvklassifisering): lett farlig for vann

16 Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet

Opplysningene er basert på vårt kjennskap i dag. De utgjør dog ingen forsikring om produktens egenskaper og er ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.

The attached safety data sheet covers the dangers and measures to be taken when large quantities of material are released, for example due to accidents during transport or storage by the dealer.
For quantities of material typically used in clinical practice, information necessary for safe use and storage of the product is given in the DFU.

- **Relevante R-satser**
22 Farlig ved svelging
36/37/38 Irriterer øynene, luftveiene og huden
- **Avdeling som utsteder datablad:** Analytical Research
- **Kontaktperson:** HotLine for urgent technical support: +49-7531-583-333